

Data ordine

Ragione Sociale

Destinazione

Tecnico Ausili

Rif. Preventivo Quantum (PPC)

Rif. Ordine/Rif. Utente



Q6 Edge3.0, STRETTO con Bluetooth e Infrarossi DI SERIE

€ 7.880

Scelta del Colore

Reset Colore

O: Colore effetto Opaco - M: Colore effetto Metallizzato

 Sugar Plum (O)

 Cherry Bomb (O)

 Red Corvette (M)

 Green Machine (M)

 Night Train (O)

 Blue Jean (M)

 Electric Blue (M)

 Lemon Crush (M)

 Raspberry Beret (M)

 Evolution Orange (M)

Multicolor (specificare) **80 €**

Base Carrozzina

Joystick

Scocca Schienale

Visore

DI SERIE

Motori da 10 km/h

Luci LED su parafanghi ruote

Ganci per trasporto in auto senza occupante

Ruote profilo da 12,5"

Batterie da 62 Ah cad.

Ganci per trasporto in auto con occupante a bordo

Misura Seduta Personalizzata "TB3"

Reset Seduta

LARGHEZZA DELLA SEDUTA

Ingombro tot (senza accessori):52 cm

Larghezza 12" (30,5 cm) *prof. max. 16" (41 cm)*

Larghezza 13" (33 cm) *prof. max. 16" (41 cm)*

Larghezza 14" (35,5 cm) *prof. max. 16" (41 cm)*

Larghezza 15" (38 cm) *prof. max. 16" (41 cm)*

Ingombro tot (senza accessori):53 cm

Larghezza 16" (41 cm) *prof. max. 20" (50 cm)*

Ingombro tot (senza accessori):55 cm

Larghezza 17" (43 cm) *prof. max. 20" (50 cm)*

INDICARE LA PROFONDITA' DESIDERATA*

La PROFONDITA' della seduta può essere regolata ENTRO LA PROFONDITA' MASSIMA del rispettivo telaio

* dato **OBBLIGATORIO** per il corretto settaggio del baricentro della carrozzina

Altezza dello Schienale

11" (18 cm) per larghezza da 12"

13" (33 cm) per larghezza da 14" a 17"

15" (38 cm) per larghezza da 16" a 20"

17" (43 cm) per larghezza da 16" a 20"

Reset Schienale

SELEZIONANDO UNA DELLE OPZIONI SOTTOSTANTI NON VIENE FORNITO LO SCHIENALE TB4 DI SERIE

Q-Back (selezione a pag.4)

Kit STEALTH montaggio schienale "AFTER MARKET" tutte le misure *SSAPT*B4

€ 145 Prezzo in configurazione



BRACCIOLO "SYMPHONY"

I braccioli SYMPHONY sono regolabili in altezza da min. 8" (20 cm) a max. 16" (40,5 cm)

Bracciolo DESTRO

Top Standard

Top Gel **€ 105**

Misura Top: 10" (25 cm)

Misura Top: 14" (35 cm)

Misura Top: 17" (43 cm)

Altezza da PIASTRA del sedile

Staffa di supporto **€ 89**

Bracciolo SINISTRO

Top Standard

Top Gel **€ 105**

Misura Top: 10" (25 cm)

Misura Top: 14" (35 cm)

Misura Top: 17" (43 cm)

Altezza da PIASTRA del sedile

Staffa di supporto **€ 89**

Reset Bracciolo

SCelta Cuscino

Reset Cuscino



TUTTI I CUSCINI SONO DOTATI DI FODERA IN MATERIALE "COOLCORE" CHE CONTROLLA LA TEMPERATURA E LA RITENZIONE DI UMIDITA'



SOLUTION

Base in schiuma ad alta densità
Alloggio sagomato laterale e pre-ischiato
Inseri in gel acquoso a doppia cella
nelle zone di appoggio osseo

SPECTRUM FOAM

Base in schiuma ad alta densità
Alloggio sagomato laterale e pre-ischiato
Inseri in schiuma viscoelastico multistrato
nelle zone di appoggio osseo

SPECTRUM FOAM

Base in schiuma ad alta densità
Alloggio sagomato laterale e pre-ischiato
Inseri in schiuma viscoelastico multistrato
nelle zone di appoggio osseo

SPECTRUM GEL

Base in schiuma ad alta densità
Alloggio sagomato laterale e pre-ischiato
Inseri in gel fluido leggero a doppia cella
nelle zone di appoggio osseo

ZEN

Base in schiuma ad alta densità
Alloggio sagomato laterale e pre-ischiato
Strato di SunMate FRG per massimo comfort e
protezione della pelle

TRU- COMFORT 2

Base in schiuma ad alta densità
Sagomato per contenimenti alti
Tasche portaoggetti laterali (ambo lati)
con zip a presa facilitata

OPZIONE ALTRI CUSCINI

Nessun Cuscino -€50

SCELTA SCHIENALE "Q-BACK"



Reset Q-Back



Gli schienali Q-Back si applicano direttamente sulla piastra dello schienale TB4, senza agganci.

La profondità della seduta non viene alterata dall'applicazione del Q-Back rispetto allo schienale standard TB4

I prezzi indicati si riferiscono alla CONFIGURAZIONE e non al prezzo dell'articolo

Gli schienali contenitivi Q-Backs non richiedono la selezione di pelotte toracali

Altezze Schienale:

Medium	14"
Standard	16"
Tall	18"

H: MEDIUM

Largh: 14" **QB2AL146M** € 460

H: STANDARD

Largh: 14" **QB2AL146S** € 460

Largh: 16" **QB2AL16DS** € 460

Largh: 15" **QB2AL156S** € 460

Largh: 17" **QB2AL17DS** € 460

Largh: 16" **QB2AL166S** € 460

Largh: 17" **QB2AL176S** € 460

H: TALL

Largh: 15" **QB2AL156T** € 460

Largh: 16" **QB2AL16DT** € 460

Largh: 17" **QB2AL17DST** € 460

Largh: 16" **QB2AL166T** € 460

Largh: 17" **QB2AL176T** € 460

PELOTTE TRONCO "UNILINK"

Reset Pelotte

Pelotta Toracale DESTRA Stealth Unilink (ULS2510F-R + UIPFS100 + UIMBK125)	€ 190
Pelotta Toracale SINISTRA Stealth Unilink (ULS2510F-L + UIPFS100 + UIMBK125)	€ 190

SCELTA PAD PELOTTE

Pad Standard Mis. XS (ULP535050320)	DX+SX	DX	SX	€ 40
Pad Standard Mis. S/M (ULP546050320)	DX+SX	DX	SX	€ 40
Pad Standard Mis. M/L (ULP557050320)	DX+SX	DX	SX	€ 40
Pad GEL/NEOPRENE Mis. XS (ULP535057120)	DX+SX	DX	SX	€ 65
Pad GEL/NEOPRENE Mis. S/M (ULP546057120)	DX+SX	DX	SX	€ 65
Pad GEL/NEOPRENE Mis. M/L (ULP557057120)	DX+SX	DX	SX	€ 65

SUPPORTO GOMITO "UNILINK" PER BRACCIOLO TB4

Reset Campo

Destro (UETB4021FR-Q)	€ 190
Sinistro (UETB4021FL-Q)	€ 190

CUNEO DIVARICATORE

Cuneo Sdoppiato Regolabile	€ 375
<i>Comprensivo di attacco seduta</i>	

CINTURE PELVICHE 2 PUNTI - Apertura tasto*

Misura: S (IFPB5122)	€ 80
Misura: M (IFPB5223)	€ 80
Misura: L (IFPB5324)	€ 80

Reset Campo

BRACCETTO S/A SUPPORTO GINOCCHIO + PAD IMBOTTITO

Misura 3" Q.tà	€ 210
Misura 4" Q.tà	€ 210

*Selezionando le "Cinture Pelviche 2 Punti" si esclude automaticamente la cintura standard TB4

BRETPELLAGGI CLASSICI "Pull Down"

Misura: S (IFPS1102)	€ 129
Misura: M (IFPS1103)	€ 129
Misura: L (IFPS1104)	€ 129

Reset Campo

CINTURE PELVICHE 4 PUNTI

Apertura tasto*

Misura: S (IFPB5242)	€ 129
Misura: M (IFPB5243)	€ 129
Misura: L (IFPB5244)	€ 129

*Selezionando le "Cinture Pelviche 4 Punti" si esclude automaticamente la cintura standard TB3

BRETPELLAGGIO ROTAZIONE SPALLA (Y)

Misura: S (IFYS3102)	€ 112
Misura: M (IFYS3103)	€ 112
Misura: L (IFYS3104)	€ 112

Reset Campo

BRETPELLAGGI DINAMICI CONTOUR - "Pull Down"

Misura: S (IFPS2102)	€ 138
Misura: M (IFPS2103)	€ 138
Misura: L (IFPS2104)	€ 138

SUPPORTI "UNILINK" CONTENIMENTO BACINO

Adduttore Sinistro (UTT6A1260000)	€ 190
Adduttore Destro (UTT6A1260000)	€ 190
Pad 4"x6" (UTP546056100) Q.tà	€ 40
Pad 4"x8" (UTP548056100) Q.tà	€ 40
Pad 4"x12"(UTP54D056100) Q.tà	€ 40

CINTURA PETTORALE A STRAPPO - Aggancio Post.

Misura: S (IFCS4112)	€ 95
Misura: M (IFCS4113)	€ 95
Misura: L (IFCS4114)	€ 95

Reset Campo

Reset Asta

SCelta ASTA POGGIATESTA

Asta Standard Regolazioni in 4 direzioni	€ 125	(HMO475-17M)
Asta Standard con struttura UNILINK	€ 195	(UHB4D33200)
Asta UNILINK con meccanismo flip-down	€ 255	(UHB2D232FD)

SCelta PAD POGGIATESTA

Reset Pad

LINEA "COMFORT"

Misura "Niño" X-SMALL (6")	€ 130	(CP06CCFPM)
Misura SMALL (8")	€ 130	(CP08CCFPM)
Misura MEDIUM (10")	€ 130	(CP10CCFPM)
Misura LARGE (14")	€ 130	(CP14CCFPM)
Misura X-LARGE (19")	€ 145	(CP19CCFPM)

LINEA "COMFORT-PLUS ACP"

Misura LARGE (14")	€ 215	(ACP150M)
Misura X-LARGE (19")	€ 215	(ACP550M)

LINEA "COMBO"

Misura SMALL	€ 185	(CB315M)
Misura LARGE	€ 185	(CB305M)

LINEA "i2i"

i2i Poggiatesta P/N € 245 (PER P/N, VEDERE MODULO D'ORDINE i2i)

(con TUTTI i modelli i2i l'asta in abbinamento è OBBLIGATORIAMENTE la UHB2D232FD)

Supporto Mento i2i (CHIN PROMPT) € 65 XXS XS S M L XL

Tone Deflector € 200

SCelta ACCESSORI POGGIATESTA

RESET ACCESSORI POGGIATESTA

Doppio snodo DX/SX per montaggi laterali	€ 280	(SAR2B-B)
Pad frontale/laterale 3"x2"	€ 43	(910M)
Pad frontale/laterale 6"x1,5"	€ 43	(930M)
Pad frontale/laterale 6"x2"	€ 43	(920M)

Reset Comandi

COMANDI A TESTA - LINEA iDRIVE

Comando a testa iDrive 4(include Centralina iDrive4), modello COMBO € 2.700



IDHBT200-1 (Adulto)



IDHBT250-1 (Pediatrico)

Comando a testa iDrive 4 (include Centralina iDrive 4), modello SWING-AWAY € 2.700



IDHBT300-1 (Adulto)



IDHBT350-1 (Pediatrico)

Asta per comando a testa iDrive 4 (UHB2D232FD) obbligatoria € 255

SCelta MOVIMENTAZIONI SEDUTA TB3

Reset TB3

Basculamento Elettrico 53°

di serie

Reclino Elettrico 180° con compensazione

€ 890

Elevazione Elettrica con Sistema iLevel di Terza Generazione
7,2 km/h alla massima elevazione di 30,5 cm



€ 1.395

Specificare il tipo di attivazione desiderata per il controllo dell'elevazione

attraverso uno dei pulsanti programmabili del joystick

di serie

attraverso pulsante esterno indipendente (selezionare il tipo di pulsante)

€ 45

DWR1265H064

Pulsante BUDDY BUTTON € 68

Pulsante MICRO LIGHT € 116

Indicare posizionamento desiderato per pulsante iLevel (soggetto a fattibilità)

attraverso iAcces (selezionabile a Pag.8)

SCelta SUPPORTO ARTI INFERIORI

Pedana Unica 90° Elevabile (manuale)

di serie non disp. per larg.< 14"

Pedana Adulto S/A ang. reg. 60°/90° + piatto flessio/prono

€ 420 prezzo in configurazione

Pedana Pediatrica S/A, ang. 90°

€ 310 prezzo in configurazione

Pedana Unica Elettrica ARTICOLATA A 3 SNODI*
*non disponibile per larghezza seduta inferiore a 14"

€ 1.380

LUNGHEZZA STRUTTURA PEDANA

MISURA "UL" UTENTE

10"-16" (PED)

13"-19" (ADU)

LUNGHEZZA PEDIERE

MISURA SCARPE UTENTE

5" x 6" (SMALL)

5" x 8" (MEDIUM)

5" x 11" (LARGE)



SMALL



MEDIUM



LARGE

Contenimento piede

Misura appoggio polpaccio

4" (SMALL) € 18

6" x 6" (SMALL)

6" (MEDIUM) € 18

8" x 8" (LARGE)

Nessun Contenimento





4" Small
per pediere SMALL



6" Medium
per pedane medium e large

Reset Campo

Joystick Q-Logic3 con Bluetooth <i>(non presente con visore e comandi alternativi)</i>	Joystick	di serie
Q-Logic3 con Bluetooth <i>(se ordinato in aggiunta a visore e comandi alternativi)</i>		€ 825
Modulo IR (Infrarossi) per Joystick Q-Logic3 <i>(non incluso se non selezionato)</i>		di serie
Selezionare il tipo di supporto joystick desiderato:		
In linea	DX SX	di serie
Retrattile Swing Away DELUXE Infinite regolaz.	DX SX	€ 255
Retrattile Swing Away con Regolazione Altezza	DX SX	€ 245
Comando Accompagnatore Q-Logic 3, Quick-Release		€ 395
Modulo SCIM - Attacco 9 PIN per comando alternativo in uscita joystick		€ 490
<i>Il modulo SCIM viene utilizzato IN ALTERNATIVA al visore</i>		
Visore Q-Logic3 con Bluetooth e InfraRossi	DX SX	€ 1.360
Asta flessibile supporto visore <i>(non presente con "Supporto visore Stealth")</i>		di serie
Supporto visore Stealth, Swing Away orientabile (ARMS-260-QL)		€ 167
iAccess (pulsanti) . Tastierino programmabile con schermo OLED multifunzione		€ 350
iAccess (levette) . Tastierino programmabile con schermo OLED multifunzione		€ 350
iAccess montato a:	DX SX	
Mini-Joystick proporzionale MoVis "MICRO" (ST-IDM-MICRO-9-Q)		€ 1.980
Mini-joystick Proporzionale (9-pin) STEALTH PRODUCTS, con attacco standard		€ 1.275 prezzi in configurazione
Selezionare il tipo di impugnatura (non intercambiabile, sigillata):		
		
Struttura per attacco S/A su poggiatesta Stealth (guida mento/testa)		€ 490
CPS + CPS9-EA + SM600 + SM671		
Pettorina Stealth per guida a mento		€ 490
Misura:	Adulto Bambino	
Pulsante "BUDDY"	Rosso Blu Giallo Nero	€ 68
Pulsante "MICROLIGHT"	Q.tà	€ 116
Pulsante su braccetto snodabile flex	DX (IDCH-A2R) SX (IDCH-A1L)	€ 240 cad.
Centralina iDrive 4 (include 1x Pulsante BUDDY)		€ 950
Sensore di Prossimità iDrive 4	Q.tà	€ 265
Sensore di Prossimità iDrive 4 montato all'interno di un pad imbottito	Q.tà	€ 295
Videocamera posteriore e monitor con illuminazione automatica per visione notturna		€ 350



SCELTA ACCESSORI

Per ogni carrozzina ordinata è possibile selezionare DUE accessori **OMAGGIO** tra quelli sotto indicati

PREZZO LISTINO

	Gancio Appendi Sacco	€ 20
	Porta Bibita  	€ 20
	Catarifrangenti	€ 20
	Attacco Zaino	€ 20

Reset Accessori

Per ogni carrozzina ordinata è possibile selezionare DUE accessori al prezzo speciale **PREMIUM***

**Prezzo PREMIUM: Applicabile SOLO in configurazione con la carrozzina e per un massimo di due articoli*

		PREMIUM	PREZZO LISTINO
	Spondine Salva-Abiti	€ 90	€ 140
	Maniglie Trasferimento QUICK-RELEASE (Estraibili)	€ 110	€ 165
	Bustina Portaoggetti con Chiusura ZIP 	€ 25	€ 40
	Sistema di Idratazione 	€ 155	€ 190
	Maniglioni Posteriori di Spinta	€ 65	€ 95
	Portacellulare FRONTALE  	€ 75	€ 105
	Caricabatterie per cellulare (porta USB)	€ 80	€ 110
	Zaino Catarifrangente Alta Visibilità, con vani termici	€ 116	€ 165
	Specchietto Retrovisore Attacco FRONTALE  	€ 18	€ 26



POSSIBILE CONFLITTO DI MONTAGGIO CON ALTRI OPTIONAL SELEZIONATI



POSSIBILE AUMENTO DELLA LARGHEZZA TOTALE DELLA CARROZZINA

NOTE/RICHIESTE SPECIALI

**Tutti i prezzi riportati sul presente Modulo d'Ordine sono da intendersi "IN CONFIGURAZIONE" .
Per preventivi e altre richieste chiamare allo 0765/451301 o inviare una mail a quantum@pride-italia.com**